

BVvet

BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA ROTATIVA

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM
TODO O BRASIL

SISTEMA
FECHADO



FÁCIL
INSTALAÇÃO E
TRANSPORTE

Especificações Técnicas

SISTEMA DE PROPULSÃO	Peristáltico rotativo
VAZÃO	0,1 a 999,99 mL/h • incremento por 0,1 mL/h
VOLUME	0,1 a 9999 mL
TEMPO	1 minuto a 99 horas e 59 minutos
TIPOS DE INFUSÃO	Enteral • medicação parenteral • nutrição parenteral
PROTOCOLOS DE PROGRAMAÇÃO	Volume Limite x Tempo Limite • Volume Limite x Vazão
EQUIPO	Dedicado família LASLOset BV
FUNÇÕES ESPECIAIS	Memória da última infusão • Titulação • Zerar volume • Ajuste do volume de alarme Modo enteral (detector de bolha de ar desabilitado)
PRESSÃO DE OCLUSÃO	Programável de 150 a 900 mmHg (20 a 120 kPa) • Valor padrão: 600 mmHg (80 kPa)
DETECTOR DE BOLHAS DE AR	Sensor óptico • Sensibilidade de 250 uL
KVO	1 mL/h (conforme a vazão)
PURGA	250,0 e 600,0 mL/h
BOLUS	600,0 mL/h com volume de 2,0 mL
ALERTAS	Fim de infusão Espera
PRECISÃO	± 5%
ALARMES	Vazão livre • Oclusão • Ar na linha • Infusão completa • Bateria baixa • Bateria crítica Erro de programação
INTERCONEXÃO ELÉTRICA	A Bsvet possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão de até 10 bombas de infusão livre
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	100 - 240 V~50/60 Hz
BATERIA	Recarregável NiMH • Autonomia: aproximadamente 4 horas a 25 mL/h
DIMENSÕES (A x L x P) / PESO	160 x 200 x 195 mm / 1,5 Kg
GARANTIA	Um ano de garantia pelo fabricante
FABRICAÇÃO	Produto 100% nacional. Tecnologia SAMTRONIC

LASLO IND. e COM. LTDA
R. Lauzane, 720 - Capela do Socorro, São Paulo/SP
CEP: 04782-010


(11) 5031-8431
(11) 97653-3694
contato.comercial@laslo.com.br



Equipos **Laslo set BV**

Exclusivos para as bombas BVvet

- Cristal
- Fotoprotetor
- Sangue



Acesse para
saber mais

