

BSvet

BOMBA DE SERINGA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VAZÃO	0,1 a 1500 mL/h, incremento por 0,1 mL/h
VOLUME	0,1 a 1000 mL
TEMPO	1 minuto a 99 horas e 59 minutos
SERINGAS	5,10, 20 e 60 mL
PROTOCOLOS DE PROGRAMAÇÃO	Vazão • Vazão x Volume • Volume x Tempo • Peso x Concentração x Dose Sequencial • DERS • Outros
FUNÇÕES ESPECIAIS	21 funções pré programadas ou programáveis
PRESSÃO DE OCLUSÃO	Programável entre 30 e 100 kPa
KVO	Ajustável de 0,0 a 10,0 mL/h
PURGA	Programável de 0,1 a 10 mL
BOLUS	Vazão ajustável de 0,2 a 1800,0 mL/h
PRECISÃO	± 3%
DISPLAY	OLED de 2,4 polegadas
CONECTIVIDADE	USB - A • USB - B • Ethernet
ALARMES	Bateria crítica • Oclusão • Vazão livre • Pré-alarme de fim de infusão • Seringa inválida Posição de seringa • Infusão interrompida • Outros
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	95 - 240 V~, 50/60 Hz • 9 - 12 V (DC)
BATERIA	Recarregável NiMH • Autonomia: 8 horas (quando totalmente carregada).
DIMENSÕES (L x A x P) / PESO	152 x 300 x 200 mm / 1,67 Kg
ACESSÓRIOS	Cabo de alimentação externa, garra de fixação, SamLOG® II e SamINTELLI®
BIBLIOTECA DE DROGAS	Disponibilidade de uso da função Grafia Tall Man , durante a utilização das bibliotecas DERS criadas no software SamINTELLI®

laslovet



LASLO IND. e COM. LTDA
R. Lauzane, 720.
Capela do Socorro
São Paulo - SP.
CEP: 04782010
☎ 11 5031-8431
📞 11 97653-3694
contato.comercial@laslo.com.br



ACESSE
NOSSO
SITE



SERINGAS

- CRISTAL
- FOTO
- ENTERAL



EXTENSORES

- CRISTAL
- FOTO
- ENTERAL

O nosso DNA é Vet.

